

# 電子式高溫滅菌器

## 產品特色

### ► 電子式加熱，不需使用燃料

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器主要用於接種環、接種針、試管嘴等之滅菌，其利用電子加熱方式達到快速滅菌之目的，也因為不需使用瓦斯燃料，故不會產生因火燄而造成微生物之飛濺或交叉汙染。

### ► 爐內溫度可調整

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器功率超強，只需要幾分鐘即可到達 850°C，數秒鐘就可完成滅菌。

### ► 寬口設計

Dragon 320 加大的寬口設計適用試管嘴部直徑達 37 mm。

### ► 人性化設計、操作方便

Dragon 300 / 320 電子式高溫滅菌器設計了加重底座及可調式爐角裝置（向上 45°、向下 75°）並安裝接種環放置架，是無菌操作台、厭氧培養箱之最佳夥伴。

### ► 國際認證

歐盟 CE 安全認證

### ► 一年產品保固

## 產品應用

### ► 接種針（環）滅菌

### ► 培養試管滅菌

## Dragon 300



## Dragon 320



## 產品規格

型號	Dragon 300	Dragon 320
溫度範圍	R.T. + 20~850°C	R.T. + 20~850°C
功率	180W	180W
爐腔直徑	16 mm	37 mm
尺寸 (LxWxH)	17 x 9 x 21 cm	19 x 9 x 21.5 cm
淨重	1128 g	1098 g