

滾輪式試管混合器RM-500/RM-1001

滾輪式試管混合器使用無刷馬達耐用堅固。一次可混合多支試管。取、放試管於機器上，毋須關閉電源。滾輪式試管混合器適合連續使用。塑膠滾輪易於清潔。通過ISO 9001與 ISO13485品質認證。



RM-500



RM-1001

| 型號      | RM-500          | RM-1001             |
|---------|-----------------|---------------------|
| 速度      | 40pm            |                     |
| 滾輪數     | 5支              | 10支                 |
| 滾輪尺寸    | Φ30 x L320mm    |                     |
| 重量(kgs) | 淨重4.0/ 毛重5.0    | 淨重6.7/ 毛重7.7        |
| 尺寸      | W455xD180xH95mm | W455xD355xH95mm     |
| 電源      | AC 110V 60Hz    | AC 100~240V 50/60Hz |

數位滾輪式試管混合器RM-501D/RM-1001D

數位滾輪式試管混合器使用無刷馬達耐用堅固。一次可混合多支試管。取、放試管於機器上，毋須關閉電源。數位計時功能可定時至100小時最小設定值為1分鐘。此機種也可以設定連續運轉模式。速度設定最高為80rpm，速度設定單位為1rpm。塑膠滾輪易於清潔。通過ISO 9001與ISO13485品質認證。



RM-501D



RM-1001D

| 型號                      | RM-501D               | RM-1001D        |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| 速度                      | 2~80pm                |                 |
| 定時模式                    | 連續模式或定時模式(100小時數位定時器) |                 |
| 滾輪數                     | 5支                    | 10支             |
| 滾輪尺寸                    | Φ30 x L320mm          |                 |
| 重量(kgs)                 | 淨重3.7/ 毛重4.7          | 淨重6.7/ 毛重7.7    |
| 尺寸                      | W455xD180xH95mm       | W455xD355xH95mm |
| 電源: AC 100~240V 50/60Hz |                       |                 |